

به دقت به پروتئین های ترانس ممبران band3 در شکل A نگاه کنید. تصور کنید که همه پروتئین های band3 را بطور اختصاصی با یک گروه فلورسنت نشان گذاری می کنید و توانایی حرکت آن ها را با تکنیک FRAP محاسبه کنید. منحنی بازگشت یا Recovery فلورسنت بعد از سفید کردن یا Photobleaching یک ناحیه ی کوچک در غشاء را که انتظار دارید ببینید، را با ذکر دلیل طراحی کنید؟

